

บลูดอท เครื่องวัดความดันที่ข้อมือ รุ่น B-BC171 TH

Bluedot Wrist Blood Pressure Monitor, B-BC171



- ฟังก์ชันแจ้งค่าการวัดด้วยเสียงพูดภาษาไทย
- แสดงค่าเฉลี่ยการวัดความดันโลหิต 3 ครั้งล่าสุด
- จอ LCD ขนาด 44 x 42 มม.
- มีไฟ 3 สี แสดงสถานะความดันโลหิต(ตาม WHO)
- IHB ตรวจสอบการเต้นของหัวใจที่ไม่สม่ำเสมอ
- แจ้งเตือนมีการเคลื่อนไหวขณะวัด
- ความจำส่วนบุคคล 2 x 150 ค่า/ผู้ใช้
- ฝาพันข้อมือขนาดรอบวง 13.5-21.5 ซม.
- แสดงวันที่และเวลา/ระบบปิดอัตโนมัติ
- แจ้งเตือน เมื่อแบตเตอรี่อ่อน
- ใช้งานด้วย AAA 1.5 โวลต์ 2 ก้อน
- ขนาดประมาณ 66(ก) x 73(ย) x 27.5(ส) มม.
- น้ำหนักประมาณ 122 ก. (ไม่รวมแบตเตอรี่)
- ช่วงการวัด ความดัน 0-299 มิลลิเมตรปรอท ชีพจร : 30-180 ครั้ง/นาที
- ความคลาดเคลื่อน ความดัน ± 3 mmHg ชีพจร $\pm 5\%$ ของค่าที่วัดได้

☎ อัตราการแลกคะแนนผ่าน Call Center

รหัส 701600000000000003

13,674 POINTX



สแกนเพื่อทำการแลกคะแนนสะสม
ผ่านแอปพลิเคชัน POINTX



ติดต่อศูนย์บริการลูกค้า POINTX
โทร 1468 กด 7

ระยะเวลาการแลกของรางวัลตาม Catalog นี้
1 กุมภาพันธ์ 2569 - 31 มกราคม 2570

บลูดอท เครื่องวัดอุณหภูมิ รุ่น B-FT102 BT

Bluedot Infrared Thermometer, B-FT102 BT



- ตัวเครื่องต้านแบคทีเรียและต้านไวรัส
- ฆ่าได้ถึง 99.9%* ของแบคทีเรียบนพื้นผิว
- เพื่อให้ครอบครัวของคุณปลอดภัย
- การออกแบบที่ทันสมัย
- และมีสโตร์พร้อมจอแสดงผล LED
- ขนาดใหญ่พิเศษ 25 x 21.55 มม.
- มองเห็นได้ชัดเจนในที่มืด
- เชื่อมต่อข้อมูลผ่านระบบบลูทูธไปสมาร์ตโฟน
- บนแอปพลิเคชัน Smart bluedot
- ตรวจสอบอุณหภูมิด้วยแสงอินฟราเรด
- วัดอุณหภูมิของร่างกายทางหน้าผาก-หู, อุณหภูมิวัตถุ
- ช่วงการวัด : 32.0°C - 43.0°C (89.6°F ~ 109.4°F)
- ความคลาดเคลื่อน : 35.0°C - 42.0°C ± 0.2°C ช่วงอื่นๆ +0.3°C (5°F)
- ค่าความละเอียดในการวัด : 0.1°C / 0.1°F
- หน้าจอแสดงผลหน่วยเป็น °C / °F
- ระยะเวลาในการวัดเสร็จ 1 วินาที
- ระยะห่างขณะวัดทางหน้าผาก 3-5 ซม.
- FEVER ALERT แจ้งเตือนด้วยสีไฟ LED
- ไฟสีเขียว : <37.5°C (<99.5°F) เสียงบี๊บสั้นๆ 1 ครั้ง
- ไฟสีเหลือง : 37.5°C ~ 38.5°C (99.5°F ~ 101.3°F) เสียงบี๊บสั้นๆ 2 ครั้ง
- ไฟสีแดง : >38.5°C (101.3°F) เสียงบี๊บสั้นๆ 3 ครั้ง
- บันทึกค่าความจำการวัดอุณหภูมิร่างกายได้ 32 ค่า ล่าสุด
- ระบบปิดอัตโนมัติ ภายใน 20 วินาที
- มีเสียงเตือนเมื่อวัดเสร็จสิ้น
- เปิด-ปิดเสียงการวัดได้
- สัญลักษณ์แจ้งเตือนเมื่อแบตเตอรี่อ่อน
- ถ่าน AAA 1.5V (จำนวน 2 ก้อน)
- ขนาด(ยxกxส) : 140 x 36 x 42 มม.
- น้ำหนัก : 81 กรัม (รวมถ่าน)

☎ อัตราการแลกคะแนนผ่าน Call Center

รหัส 701600000000000004

10,999 POINTX

บอยเลอร์ เครื่องวัดออกซิเจนที่ปลายนิ้ว รุ่น PO30

Beurer pulse oximeter PO30



- ใช้วัดปริมาณออกซิเจนในเลือด (SpO2) และวัดอัตราการเต้นของหัวใจ (PRbpm)
- เหมาะสำหรับผู้ที่มีความเสี่ยงที่จะมีปริมาณ ออกซิเจนต่ำ เช่น หัวใจล้มเหลว, โรคหอบหืด, โรคทางเดินหายใจ, นักบินเขา, นักสกี, นักบินสมัครเล่น
- อุปกรณ์ทางการแพทย์
- จอสีแสดงผลมุมมองพลิกเปลี่ยนทิศทางอัตโนมัติ
- สามารถปรับความสว่างหน้าจอได้ 3 ระดับ
- แสดงผลเป็นแบบกราฟและตัวเลข
- มีขนาดเล็กและเหมาะสำหรับใช้ในบ้านและขณะเดินทาง
- ระบบปิดเครื่องอัตโนมัติ
- แจ้งเตือนเมื่อแบตเตอรี่อ่อน
- สายคล้องคอ
- กระเป๋าเก็บรักษา
- ถ่าน AAA 1.5 V (จำนวน 2 ก้อน)
- ขนาด 36 x 61 x 32 มม. | น้ำหนัก 57 กรัม
- รับประกัน 5 ปี

☎ อัตราการแลกคะแนนผ่าน Call Center

รหัส 701600000000000005

17,540 POINTX



สแกนเพื่อทำการแลกคะแนนสะสม
ผ่านแอปพลิเคชัน POINTX



ติดต่อศูนย์บริการลูกค้า POINTX
โทร 1468 กด 7

ระยะเวลาการแลกของรางวัลตาม Catalog นี้
1 กุมภาพันธ์ 2569 - 31 มกราคม 2570

บอยเลอร์ เครื่องวัดความดันที่ต้นแขน รุ่น BM81 EASYLOCK

Beurer Upper arm blood pressure monitor รุ่น BM81 EASYLOCK



- วัดความดันโลหิตและชีพจรโดยอัตโนมัติที่ต้นแขน
- หน้าจอวัดผล XL สีดำที่อ่านง่าย พร้อมแสดงค่าสี LED
- ตรวจจับอัตราการเต้นหัวใจของหัวใจ
- บันทึกค่าผู้ใช้ 2 ท่าน (120 ค่า/ท่าน)
- แสดงค่าเฉลี่ยของการวัดทั้งหมด ทั้งเช้า-เย็น 7 วันที่ผ่านมา
- คลิปล็อกต้นแขน ขนาด 24 - 40 ซม.
- พร้อมวันที่และเวลา / ระบบปิดอัตโนมัติ
- การเลือกแรงดันล่วงหน้าและการปล่อยลมอัตโนมัติ
- นวัตกรรมเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนและเครื่องวัดความดันโลหิต โดยผ่านเทคโนโลยีบลูทูธพลังงานต่ำ
- อุปกรณ์ภายในกล่อง: ตัวเครื่อง BM81 easyLock, คู่มือการใช้งาน, ถ่าน AAA 4 ก้อน
- ใช้งานด้วยถ่าน AAA 1.5 V (จำนวน 4 ก้อน)
- ขนาดสินค้า: 143 x 91 x 22 มม.
- น้ำหนักสินค้า: 280 กรัม (ไม่รวมถ่าน, รวมคลิปล็อกต้นแขน)
- ดาวน์โหลด App "beurer HealthManager/ beurer HealthManager Pro" ฟรี
- ใช้งานได้กับ iOS 12.0 และ Android™ 8.0 ขึ้นไป และ Bluetooth® 4.0 ขึ้นไป

☎️ อัตราการแลกคะแนนผ่าน Call Center

รหัส 701600000000000008

38,010 POINTX

บอยเลอร์ เครื่องชั่งน้ำหนัก รุ่น BF500 BT

Beurer Diagnostic scale, BF500 BT



- สามารถดาวน์โหลดแอป : เพื่อบันทึกการวิเคราะห์และการประเมินค่าร่างกายแบบกราฟิก
- หน้าจอแสดงผลจะปรากฏเฉพาะระหว่างการวัดเท่านั้น
- ตัวเลขหน้าจอขนาดใหญ่พิเศษ
- นวัตกรรมเครือข่ายระหว่างสมาร์ทโฟนและเครื่องชั่ง
- ด้วยโหมด Bluetooth เทคโนโลยีพลังงานต่ำ - ติดตามการวัดและข้อมูลร่างกายของคุณได้ตลอดเวลาทั้งในบ้าน และ นอกบ้าน
- สามารถดาวน์โหลด "beurer HealthManager Pro" เพื่อใช้งานกับเครื่องชั่งได้
- ถ่ายโอนข้อมูลอัตโนมัติผ่าน Bluetooth
- มีปุ่มสำหรับใช้งานโดยไม่ต้องใช้แอป
- แผ่นอิเล็กทรอนิกส์แทนเลสเคลือบไททาเนียม
- พื้นผิวเครื่องชั่งทำจากกระจกนิรภัยขนาด : 30 x 30 ซม.
- หน้าจอแสดงผลขนาดใหญ่พิเศษ
- ตัวเลขหน้าจอขนาดใหญ่พิเศษ
- สามารถคำนวณน้ำหนักตัว ไขมันในร่างกาย น้ำในร่างกาย เปอร์เซ็นต์กล้ามเนื้อ BMI; ค่าอื่นๆ ผ่านแอป (อายุการเผาผลาญ, การแสดงแคลอรี BMR/AMR, มวลกระดูก)
- ระดับการออกกำลังกาย 5 ระดับ
- 8 หน่วยความจำของผู้ใช้ พร้อมการจดจำผู้ใช้อัตโนมัติ
- เปลี่ยนหน่วยได้ 3 แบบ kg / lb / st
- รองรับน้ำหนักได้ถึง : 180 กก.
- ระดับ : 0.1 % สำหรับไขมันในร่างกาย น้ำในร่างกาย และเปอร์เซ็นต์กล้ามเนื้อ / 100 กรัม สำหรับน้ำหนักตัว
- มีตัวบ่งชี้การโอเวอร์โหลด
- ฟังก์ชันเปิดและปิดอัตโนมัติ
- ใช้แบตเตอรี่ AA 3 ก้อน
- ขนาดสินค้า (กว้างxยาวxสูง) : 30 x 30 x 2.8 ซม.
- น้ำหนักผลิตภัณฑ์: ประมาณ. 1.7 กก.

☎️ อัตราการแลกคะแนนผ่าน Call Center

รหัส 701600000000000009

17,221 POINTX



สแกนเพื่อทำการแลกคะแนนสะสม
ผ่านแอปพลิเคชัน POINTX



ติดต่อศูนย์บริการลูกค้า POINTX
โทร 1468 กด 7

ระยะเวลาการแลกของรางวัลตาม Catalog นี้
1 กุมภาพันธ์ 2569 - 31 มกราคม 2570

วิธีการแลกรับของรางวัล

สมาชิกบัตรเครดิต SCB และ CardX สามารถใช้คะแนน POINTX แลกรับของรางวัลได้ 2 วิธี คือ

สมาชิกบัตรเครดิต SCB และ CardX สามารถใช้คะแนน POINTX แลกรับของรางวัลผ่าน **Call Center โทร 1468 กด 7** สำหรับของรางวัลแต่ละรายการ ตามที่บริษัทกำหนด โดยต้องใช้คะแนน POINTX แบบเต็มจำนวน ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไขการแลกคะแนนที่บริษัทกำหนด

นอกจากนี้ สมาชิกบัตรเครดิต **SCB และ CardX** ยังสามารถแลกคะแนนบนแอปพลิเคชัน **POINTX** ซึ่งช่องทางนี้ สมาชิกจะสามารถแลกรับของรางวัล ด้วยการใช้จ่ายแบบเต็มจำนวน หรือคะแนนบางส่วน ขั้นต่ำ 1 POINTX ร่วมกับเงินในบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ หรือบัตรเครดิต SCB และ CardX สำหรับสินค้าที่ร่วมรายการ ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไขการแลกของรางวัล และเงื่อนไขการแลกคะแนนที่เกี่ยวข้อง ตามที่บริษัท และธนาคารฯ กำหนด



สแกนเพื่อทำการแลกคะแนนสะสม
ผ่านแอปพลิเคชัน POINTX



ติดต่อศูนย์บริการลูกค้า POINTX
โทร 1468 กด 7

ระยะเวลาการแลกของรางวัลตาม Catalog นี้
1 กุมภาพันธ์ 2569 - 31 มกราคม 2570